



**Document Type** | Allgemein

**Index Number** | ZMGI 331

**Version Number** | 3.0

**Title** | ALLG Primärprobenhandbuch

**Author** | Stefan Teichmann

**Authorised By** | Johannes Zschocke

**Authorised On** | 02-Oct-2017

# HANDBUCH ZUR PRIMÄRPROBENENTNAHME

## Zentrum Medizinische Genetik Innsbruck (ZMGI)

Ärztl. Leiter: Univ.Prof.DDr.med. Johannes Zschocke

Sektion für Humangenetik

Medizinische Universität Innsbruck

Peter-Mayr-Str. 1, A 6020 Innsbruck

E-Mail: [humgendiag@i-med.ac.at](mailto:humgendiag@i-med.ac.at)

Homepage: <http://www.humgen.at>

## Inhalt

1. Vorwort .....	2
2. Allgemeine Informationen .....	2
3. Information zur Probenentnahme .....	4
4. Beschriftung und Begleitpapiere .....	5
5. Einverständniserklärung .....	5
6. Lagerung und Versand .....	6
7. Probenannahmezeiten.....	6
8. Probenarchivierung.....	6
9. Qualitätssicherung .....	6

## 1. Vorwort

Sehr geehrte Einsender!

Das Zentrum Medizinische Genetik Innsbruck (ZMGI) wurde als Genetische Beratungs- und Untersuchungsstelle im Jahr 1981 durch den damaligen Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz Dr. Kurt Steyrer eröffnet. Es ist Teil der Sektion für Humangenetik der Medizinischen Universität Innsbruck.

Das klinische Angebot umfasst humangenetische Beratungen und Konsile sowie die gesamte Bandbreite von molekulargenetischen und zytogenetischen Untersuchungen einschließlich Tumorzytogenetik. Das vollständige Leistungsspektrum finden Sie auf den Diagnostik-Seiten der Homepage unseres Institutes unter [www.humgen.at](http://www.humgen.at).

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen wichtige Informationen zur Probenentnahme und zum Probenversand. Bei Fragen können Sie sich gerne direkt an uns wenden.

## 2. Allgemeine Informationen

### Postadresse:

Zentrum Medizinische Genetik Innsbruck (ZMGI)  
Medizinische Universität Innsbruck  
Peter-Mayr-Str. 1  
A 6020 Innsbruck  
Österreich

Email: [humgendiag@i-med.ac.at](mailto:humgendiag@i-med.ac.at)

Website: [www.humgen.at](http://www.humgen.at)

**Zuständigkeit Laborleitung**

<b>Univ. Prof. DDr. med. Johannes Zschocke</b> (Ärztlicher Direktor)	+43 (0) 512 9003 70511 <a href="mailto:humgen@i-med.ac.at">humgen@i-med.ac.at</a>
---	--

<b>Dr. med. Dipl. biol. Christine Fauth</b> (Stv. Direktorin)	+43 (0) 512 9003 70531 <a href="mailto:Christine.Fauth@i-med.ac.at">Christine.Fauth@i-med.ac.at</a>
--	--

**Zuständigkeit Sekretariat**

<b>Nina Jellinek, Tamara Maurer, Stefan Schöbel, Barbara Tischler</b> (Sekretariat – Beratungsstelle) <b>Fax:</b>	+43 (0) 512 9003 70531 +43 (0) 512 9003 73510
---	--

<b>Christine Barrett, Ingrid Reichart, Stefan Teichmann</b> (Sekretariat - Direktion)	+43 (0) 512 9003 70511 <a href="mailto:humgen@i-med.ac.at">humgen@i-med.ac.at</a>
--	--

**Zuständigkeit**

<b>Klinische Genetik – Leitung Dr. med. Dipl. biol. Christine Fauth; Prof. Dr. med. Sabine Rudnik</b> Dr. med. Dipl. biol. Christine Fauth (FG Prä- und postnatale Entwicklungsstörungen) Dr. med. univ. Ingrid Weber (FG Tumordispositionen) Prof. Dr. med. Sabine Rudnik (FG Allgemeine klinische Genetik)
---

<b>Molekulargenetik – Leitung Priv. Doz. Dr. rer. nat. Martina Witsch-Baumgartner</b> Priv. Doz. Dr. rer. nat. Martina Witsch-Baumgartner (Allgemeine Molekulargenetik) ao. Univ. Prof. Dr. nat. techn. Katharina Wimmer (FG Tumorgenetik)
--

<b>Zytogenetik – Leitung Emina Jukic, MSc. Ph.D.; Dr. rer. nat. Ana Spreiz</b> Priv. Doz. Dr. rer. nat. Irmgard Verdorfer (FG Lymphome, CLL) Emina Jukic, MSc. Ph.D. und Roswitha Plank, MSc. (FG Myelome, myeloische Neoplasien, ALL) Dr. rer. nat. Ana Spreiz (FG Prä- und postnatale Zytogenetik) Dr. med. Dipl. biol. Christine Fauth und Dr. rer. nat. Birgit Krabichler (FG DNA Array)
--

Anmeldungen für Humangenetische Beratungen und zur Spezialsprechstunde für Tumordispositionskrankheiten:  
Montag bis Freitag von 7:30 bis 15:30

Für alle Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Sekretariate. Informationen zum Leistungsangebot und Formulare zur Einsendung von Probenmaterial befinden sich auf unserer Website. Auf Anfrage können Sie alle Unterlagen auch per Post oder FAX erhalten.

Bitte beachten Sie:

- Genetische Untersuchungen dürfen entsprechend den Vorgaben des Gentechnikgesetzes nur nach genetischer Beratung und mit schriftlichem Einverständnis der/des Untersuchten durchgeführt werden (Ausnahme Tumorzytogenetik).

- Für molekulargenetische und zytogenetische Untersuchungen werden unterschiedliche Blutproben benötigt.
- Für eine Pränataldiagnostik bitten wir um vorherige Ankündigung
- Für eine Reihe von erblichen Tumordispositionen wird eine direkte cDNA-Sequenzierung durchgeführt. Die Blutproben müssen für diese Analysen innerhalb von 48-72 Stunden nach Blutabnahme in unserem Labor einlangen und es sollten zwei Proben geschickt werden.
- Für eine prädiktive Diagnostik bitten wir um Zusendung von zwei (Blut-)Proben. Die zweite Probe wird für eine Überprüfung des Ergebnisses der ersten Blutprobe verwendet.
- Für alle Untersuchungen bitten wir um Mitteilung aussagekräftiger klinischer Informationen/genetischer Vorbefunde.
- Unbeschriftete Probeneinsendungen können nicht für eine Untersuchung verwendet werden.

### 3. Information zur Probenentnahme

Alle Patientenproben sollten steril entnommen werden.

Je nach Art der Untersuchung müssen unterschiedliche Probenröhrchen verwendet werden (Tabelle 1)

**Tabelle 1: Untersuchungsmaterial und Probengefäße**

<b>Molekulargenetische Untersuchungen (incl. Array-Analyse):</b>		
Untersuchungsmaterial	Menge	Probenart, bzw. -gefäße
<b>Blut</b>		
- Erwachsene	2 - 8 ml	- EDTA Röhrchen
- Säuglinge/Kleinkinder	1 – 3 ml	- EDTA Röhrchen
- bei erbl. Tumordisposition, bei welcher cDNA Sequenzierung durchgeführt wird	2 x 4 ml	- EDTA Röhrchen
<b>DNA</b>		steriles Mikroröhrchen
native Gewebeproben(z.B. Hautstanze)		steriles Gefäß mit Transportmedium*
Mundschleimhautabstrich (DNA)		Entnahmegefäß steril*
Paraffinproben		Schnitte in Mikroröhrchen od. Paraffinblöcke
<b>Zytogenetische Untersuchungen:</b>		
Blut Erwachsene	5 – 10 ml	Li-Heparin
- Säuglinge/Kleinkinder	1 – 3 ml	Li-Heparin
Knochenmark	5 – 10 ml	Heparin
Hautstanzen	≥ 2–3mm <sup>3</sup>	steriles Gefäß mit Transportmedium*
Blutausstriche		Objektträger
Mundschleimhautabstrich		Objektträger
<b>Pränatale Untersuchungen:</b>		
Fruchtwasser (inkl. FISH-Schnelltest)	10-15 ml**	unbehandelte Spritze
Chorionzottenbiopsie***, Abortmaterial	10-20mg**	steriles Gefäß mit Transportmedium*

\*diese Transportgefäße werden auf Anfrage von unserem Institut zur Verfügung gestellt

\*\* in Abhängigkeit von der Schwangerschaftswoche

\*\*\* Zusendung ausschließlich Montag bis Donnerstag

## 4. Beschriftung und Begleitpapiere

Alle Proben müssen eindeutig gekennzeichnet sein. Die Probenbeschriftung muss mit den Begleitpapieren übereinstimmen. Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum müssen auf Probengefäß und Begleitpapieren vermerkt sein, Geschlecht und Datum der Blutabnahme nur auf den Begleitpapieren.

Folgende Begleitpapiere werden benötigt:

- vollständig ausgefüllter und unterschriebener Zuweisungsschein (=Untersuchungsauftrag; Dokument: Anforderung allgemein, Anforderung Kinderwunsch, Anforderung pränatale Diagnostik, Anforderung Tumorzytogenetik; ggf. hier auch klinische Angaben zum Patienten vermerken); der Untersuchungsauftrag muss vom zuweisenden Facharzt ausgefüllt und unterschrieben werden; bitte den Namen des zuweisenden Facharztes, der auch den Befund erhalten soll, gut lesbar in Blockschrift angeben
- Einverständniserklärung nach Gentechnikgesetz (siehe auch Punkt 5.; Dokument: Einverständniserklärung allgemein, bei Array- und Panel-Diagnostik Aushändigung zusätzlicher Informationsblätter an den Patienten)
- Überweisungsschein mit allen Versicherungsdaten bei ambulanten Patienten; Konsilschein oder Begleitschreiben bei stationären Patienten;
- Rechnungsanschrift und schriftliche Kostenübernahmebestätigung bei Selbstzahlern.
- Falls vorhanden, sollten zusätzliche Patienteninformationen sowie wichtige klinische Befunde beigelegt oder ehest möglich an uns gefaxt werden.

Alle Vorlagen für die Begleitpapiere stehen als Downloads auf unserer Homepage (unter *Formulare*) zur Verfügung und können telefonisch im Sekretariat des ZMGI angefordert werden.

## 5. Einverständniserklärung

Gemäß dem österreichischen Gentechnikgesetz ist für die Durchführung von Genanalysen im Sinne von §65 GTG eine persönlich unterschriebene Zustimmung des Patienten erforderlich. Ein schriftlicher Widerruf seitens des Patienten ist jederzeit möglich.

Genuntersuchungen dürfen nur von in Medizinischer Genetik ausgebildeten Fachärzten oder Diagnose stellenden Fachärzten des zuständigen Indikationsgebiets veranlasst werden.

- Wir bitten um Beachtung, dass bei allen genetischen Analysen (einzige Ausnahme: Tumorzytogenetik) eine vom Patienten persönlich unterschriebene Einverständniserklärung zur Durchführung einer genetischen Untersuchung vorgelegt werden muss.
- Eine prädiktive genetische Diagnostik spätmanifestierender Krankheiten und die Testung auf Anlageträgerschaft für rezessive Erbkrankheiten werden nur für volljährige Ratsuchende im Rahmen einer genetischen Beratung angeboten.
- Für jugendliche oder unmündige Patienten muss die Einverständniserklärung von Eltern, Vormund bzw. Sachwaltern unterschrieben werden.

## 6. Lagerung und Versand

Die entnommenen Proben sollten nach Möglichkeit umgehend versandt werden (insbesondere dringende Untersuchungen und pränatale Untersuchungen). Bei bevorstehenden Wochenenden oder Feiertagen bitten wir unbedingt um telefonische Voranmeldung. In Ausnahmefällen können Proben bis zur Versendung bei Raumtemperatur gelagert werden. Nach der Entnahme müssen alle Proben so verpackt werden, dass das Kontaminationsrisiko minimiert wird und ein Auslaufen des Inhalts verhindert wird. Bitte beachten Sie, dass nach den Richtlinien unseres QM-Systems unbeschriftete Proben nicht bearbeitet werden dürfen.

## 7. Probenannahmezeiten

Montag bis Freitag: 8.00 bis 16.00 Uhr (bei späterem Eintreffen der Proben ist eine telefonische Anmeldung erforderlich)

Wir bitten Probenzusendungen vor Wochenenden und Feiertagen möglichst zu vermeiden (siehe Punkt 3 – Chorionzottenbiopsie ausschliesslich Mo-Do), da sonst die optimalen Kultivierungszeiten nicht eingehalten werden können.

## 8. Probenarchivierung

Vorhandenes Probenmaterial wird aufbewahrt und kann auf Wunsch vernichtet werden.

Patienten haben das Recht Proben und bearbeitetes Material, soweit vorhanden, jederzeit zurückzufordern.

## 9. Qualitätssicherung

Unser Labor verfügt über eine Zulassung zur Durchführung von genetischen Analysen, zur Feststellung einer Prädisposition oder eines Überträgerstatus zu medizinischen Zwecken, gem. §68 GTG, durch das Bundesministerium für Gesundheit:

Zulassungsbescheid: GZ 305.021/6-VI/9c/97 vom 16.09.1997

1. Erweiterungsbescheid GZ 305.021/0-IX/9c/00 vom 14.08.2000
2. Erweiterungsbescheid GZ 305.021/0-IX/9c/01 vom 19.11.2009

Alle Dienstleistungen und Untersuchungen werden nach internationalen Empfehlungen und Leitlinien durchgeführt:

AMWF Leitlinien (<http://www.awmf.org/leitlinien/>)

BMC guidelines (<http://www.biomedcentral.com>)

CMGS guidelines ([http://cmgsweb.shared.hosting.zen.co.uk/BPGs/best\\_practice\\_guidelins](http://cmgsweb.shared.hosting.zen.co.uk/BPGs/best_practice_guidelins))

EMQN guidelines (<http://www.emqn.org/>)

Leitlinien der deutschen Gesellschaft für Humangenetik ([www.gfhev.de](http://www.gfhev.de))

Österreichisches Gentechnikgesetz: G.GTG\_Fassung vom 11.02.2013

Das Zentrum Medizinische Genetik Innsbruck (ZMGI) ist seit Juni 2015 nach EN ISO 15189 akkreditiert.